


<p>Sistema Socio Sanitario   Ospedale Maggiore di Lodi  Distretti e Presidi Lodigiani</p> <p> Regione Lombardia  ASST Lodi</p> <p>Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi  Dipartimento dei Servizi</p>	<h2 style="margin: 0;">Omocisteina</h2>	<p>Cod.: SI.32  Rev. 0</p>
<p><b>Laboratorio Analisi</b></p>		<p>Data: 25/11/2022  Pagina 1 di 1</p>

## Materiale per il prelievo:

- Provette in K-EDTA (tappo viola)
- Ghiaccio/siberino



### ▪ Modalità di prelievo:

- Si raccomanda di stare a digiuno per 10-12 ore, di stare a riposo e di astenersi dal fumo per almeno 15 minuti prima di sottoporsi al prelievo di sangue.
- Subito dopo il prelievo, mettere la provetta in un contenitore con ghiaccio o con un panetto refrigerante e consegnare al più presto in laboratorio
- **N.B. La provetta NON deve essere a contatto diretto col ghiaccio o col panetto refrigerante (per es. avvolta in un batuffolo di cotone o delle garze) per evitare l'emolisi**