

| | | |
|---|------------------|-----------------------------------|
| <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani Regione Lombardia ASST Lodi</p> <p>Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi Dipartimento dei Servizi</p> | <h1>Ammonio</h1> | Cod.: SI.41 Rev. |
| Laboratorio Analisi | | Data: 25/11/2022 Pagina 1 di 1 |

Materiale per il prelievo:

- Provette in litio eparina (tappo verde 4,5 mL con gel separatore)
- Ghiaccio/siberino



▪ Modalità di prelievo:

- E' necessario osservare un digiuno di almeno 8 ore, è ammessa l'assunzione di una modica quantità di acqua
- Subito dopo il prelievo, mettere la provetta in un contenitore con ghiaccio o con un panetto refrigerante e consegnare entro un'ora dal prelievo in laboratorio
- La provetta **NON** deve essere a contatto diretto col ghiaccio o col panetto refrigerante (per es. avvolta in un batuffolo di cotone o delle garze)